

規格書 (Specification)

株式会社エル・エスコレーション

東京都中央区日本橋小伝馬町13-4

Tel : 03-3662-7941

Fax : 03-3662-7495

製品名 RED J!NSEN K (暫定)
 (Product name) RED J!NSEN K (Interm)
 グレード 食品グレード
 (Grade) Food grade

項目 (Item)	規格 (Standard)	試験方法 (Test method)
外観 Appearance	褐色粉末 Brown powder	目視検査 Visual inspection
匂い・味 Odor and Taste	製品特有の苦味・匂い Specific bitterness and odor	官能試験 Sensory test
水分量 Amount of water	8.0 wt% 以下 8.0 wt% or less	減圧加熱乾燥法 Heat drying under reduced pressure
ジンセノサイド (Rg1, Rb1, Rg3 計) Total ginsenoside (Rg1, Rb1, Rg3)	8.0 mg/g 以上 8.0 mg/g or more	LC-MS分析 LC-MS method
コンパウンドK (CK) Compound K (CK)	1.6 mg/g 以上 1.6 mg/g or more	LC-MS分析 LC-MS method
重金属 (Pb) Heavy metal (as Pb)	10.0 ppm 以下 10.0 ppm or less	硫化ナトリウム比色法 Sodium sulfide colorimetric method
ヒ素 (As ₂ O ₃) Arsenic (as As ₂ O ₃)	2.0 ppm 以下 2.0 ppm or less	原子吸光光度法 Atomic absorption spectrophotometry
一般細菌数 (CFU/g) Total plate count (CFU/g)	3,000 /g 以下 3,000 /g or less	標準寒天平板培養法 Standard agar plate culture method
大腸菌群 Coliform group	陰性 Negative	BGLB法 BGLB method